


B-2MB, blocco

DESCRIZIONE

B-2MB blocco per una micropiastra a pozzetto KingFisher™ Apex Deepwell Plate - Cat.No. 95040450B



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-4K

B-2M blocco per una micropiastra a pozzetto
KingFisher™ Apex Deepwell Plate



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)