


B-2FN, blocco

DESCRIZIONE

B-2FN blocco per una micropiastra a pozzetto NEST Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped - Cat.No 503761



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-3K

B-2SD blocco per una micropiastra a pozzetto
NEST Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)