

PSU-2T, Mini-kratītājs

APRAKSTS

Mini-kratītājs PSU-2T nodrošina uzticamu, ilglaicīgu darbu un vienmērīgu platformas kustību pie maziem apgrīzieniem. Non-stop režīms līdz pat 7 diennaktīm un 2 gadu garantija, pateicoties tiešās piedziņas mehānismam un bezsuku motoram. Displejs pārslēdzams no laika uz apgrīzienu indikāciju.

Mini-kratītājs PSU-2T nodrošina regulējamu reaģentu samaisīšanu planšetēs. Kratītājs ir kompakts un parocīgs darbam, tas aizņem maz vietas uz darba galda. Aparāts ir paredzēts imunoloģiskai analīzei. Tas ir ideāls individuālai lietošanai.

Tas var ekspluatēt aukstās telpās un bioloģiskos inkubatoros pie temperatūrām no +4°C līdz +40°C.



SPECIFIKĀCIJA

Apgriezienu regulēšanas diapazons	150–1,200 apgr.
Digitāla laika iestatīšana	1 min. - 24 st. /nepārtraukti
Taimera skaņas signāls	+
Tiešās piedziņas mehānisms	+
Maksimālais nepārtrauktās darbības laiks	168 st.
Ātruma un laika digitāla iestatīšana un kontrole	+
Orbitas diametrs	2 mm
Gabarītmēri (P×D×A)	255x255x100 mm
Svars	2 kg
Ieejas strāva / jauda	12 V, 280 mA / 3.4 W
Ārējais barošanas bloks	Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz; Izeja DC 12 V

AKSESUĀRI



IPP-4

BS-010102-AK
platforma

Platform IPP-4

KAT. NUMURS

Including IPP-2 platform	Ar IPP-2 platformu
BS-010155-AAG	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010155-AAK	100-240VAC 50/60Hz Multi plug (EU, UK, AU, US)
BS-010155-AK	IQ OQ dokumenti
BS-010155-BK	PQ dokumenti