

Bio RS-24, Mini-rotators

APRAKSTS

Mini-rotators Bio RS-24 nodrošina platformas vertikālu rotāciju. Tā ir ideāla iekārta, lai novērstu asins sarecēšanu, lai veiktu bioloģisko komponentu ekstrakciju.

Bio RS-24 ir kompakta iekārta, kas piemērota ērtai un vienkāršai lietošanai mazās laboratorijās.

Rotatoru var lietot aukstajās telpās vai inkubatoros, kur temperatūra ir no +4°C līdz +40°C.

PRS — platformas aprīkotas ar universāliem gumijas satvērējiem, derīgas dažādiem mēģeņu izmēriem;

PRSC — platformām ir metāla skavas kas nodrošina smagāku mēģeņu fiksēšanu (piem. ar zemi).



SPECIFIKĀCIJA

Apgrīzību regulēšanas diapazons	5-30 apgr./min.
Digitāla laika iestatīšana	1 min–24 st. / nepārtraukti (solis 1 min)
Riņķveida kustība -	360°
Maksimālais nepārtrauktās darbības laiks	8 st. vai vairāk - ar ilgākām pauzēm
Maksimālā slodze	0.375 kg
Gabarītmēri (PxDxA)	325x190x155 mm
Svars	1.4 kg
Ieejas strāva / jauda	12 V, 110 mA/1.3 W
Ārējais barošanas bloks	Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz; Izeja DC 12 V

KAT. NUMURS

Including PRS-22 platform	Ar PRS-22 platformu
BS-010133-AAG	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010133-AAK	100-240VAC 50/60Hz Multi plug (EU, UK, AU, US)
BS-010133-BK	IQ OQ dokuments
BS-010133-CK	PQ dokuments

AKSESUĀRI



PRS-22
BS-010117-FK
platforma

22 mēģenēm ar diametru 10-16 mm (1.5ml-15ml mēģenēm).



PRSC-18
BS-010117-EK
platforma

18 mēģenēm ar diametru 16 mm (15 ml).



PRS-4/12
BS-010117-AK
platforma

4 mēģenēm ar diametru 20-30 mm, (līdz 50 ml mēģenēm) un 12 mēģenēm ar diametru 10-16 mm, (1.5 ml-15 ml mēģenēm).