

FV-2400, Miniatūra Centrifūga-Vortekss Mikrospin

APRAKSTS

Mikrospin FV-2400 - centrifūga / vortekss, speciāli izstrādāta zinātniski pētnieciskam darbam (ģēnu inženierijas, īpaši PCR diagnostikas eksperimentiem). Ierīces var tikt lietotas mikrobioloģijas, biokīmijas, klīniskajās laboratorijās un industriālajās biotehnoloģiskajās laboratorijās.

Mikrospin FV-2400 vienlaicīgi nodrošina paraugu sadalīšanas un samaisīšanas iespēju izmantojot uz kopīgā rotācijas (spin) moduļa fiksētus centrifugēšanas un maisīšanas moduljus.

FV-2400 ir atvērta tipa centrifūga (bez vāka), kas ļauj palielināt centrifugēšanas un resuspendēšanas darba ražīgumu.



SPECIFIKĀCIJA

Rotācijas ātrums (fiksēts) (50 Hz)	2800 apgr./min
Maksimālais centrālās spēks (50 Hz)	500 x g
Rotācijas ātrums (fiksēts) (60 Hz)	3500 apgr./min
Maksimālais centrālās spēks (60 Hz)	700 x g
Nepārtraukts un impulsu darba režīms	+
Gabarītmēri (PxDzxA)	120x170x120 mm
Svars	1.4 kg
Jauda (230V / 120V)	25 W (0.1 A) / 30 W (0.27 A)
Barošana	120 vai 230 V; 50/60 Hz

KAT. NUMURS

	Ar rotoriem R-1.5M un R-0.5/0.2M
BS-010201-AAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010201-AAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-010201-AA3	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-010201-AAC	100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
BS-010201-CK	IQ OQ dokumenti
BS-010201-DK	PQ dokumenti



R-0.5/0.2M
BS-010201-BK
rotors

Rotors 12 x 0.5 ml un 12 x 0.2 ml mēģenēm



R-1.5M
BS-010201-AK
rotors

Rotors 12 x 1.5/2 ml mēģenēm




R-2/0.5
BS-010205-CK
rotors

Rotors 8 x 2/1.5 ml un 8 x 0.5 ml mēģenēm



R-2/0.5/0.2
BS-010205-DK
rotors

Rotors 6 x 2/1.5 ml, 6 x 0.5 ml un 6 x 0.2 ml mēģenēm



SR-16
BS-010202-AK
rotors

Rotors 2 strip tipa (8 x 0.2 ml) mēģenēm



SR-64 rotors
BS-010201-EK

Rotors 8 strip tipa (8 x 0.2 ml) mēģenēm - der jebkura veida strip tipa mēģenēm arī sapārotajām