

T-4, Galds

APRAKSTS

Jauna moduļveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.
Galda konstrukcija ergonomiski atbilst darbam sēdus stāvoklī.
Galdam ir viena atvilktnē.
Darba virsma veidota no laminētas kokskaidu plātnes.

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālā slodze	50 kg
Gabarītmēri (P×D×A)	800 × 600 × 770 mm
Svars	23 kg



KAT. NUMURS

BS-040101-BK

T-4, Galds

AKSESUĀRI



UVC/T-AR

BS-040102-A13
PĶR (PCR) kabinets

UVC/T-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)



UVC/T-M-AR

With built in socket and inlet for power cords
PĶR (PCR) kabinets

UVC/T-M-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)



UVT-B-AR

With built in socket and inlet for power cords
PĶR (PCR) kabinets

UVT-B-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)



LF-1

BS-050101-BK
Atvilktnu skapītis

Jauna modulveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.