

Optima™ sērija, Termostatējamās vannas ar maisīšanas un sildošās cirkulācijas sistēmām

APRAKSTS

Ierīces no daudzfunkcionāla ierīču klāsta, tajās tiek apvienota "Grant" leģendārā kvalitāte un drošums. Precīza temperatūras kontrole plašam pielietojumam laboratorijas darbā.

- Precīza un droša temperatūras kontrole - paraugiem un lietotājiem
- Intuitīva programēšana un pārdomātas dizaina iezīmes - Granta sildošiem cirkulatoriem un ūdens vannām padara strādāšanu ar tiem par vieglu darbu
- Izturīga konstrukcija - ilgmūžība, uzticamība un ilgtermiņā zemas izmaksas
- Pilns 32 modeļu klāsts - kas apmierina no pamata līdz sarežģītām prasībām, katram modelim tiek nodrošināta lieliska kvalitātes/cenas attiecība

Pielietojums:

Grant sildošie cirkulatori un ūdens vannas nodrošina daudzām rutīnas un jūtīgām analītiskām procedūrām precīzu sildīšanu un dzesēšanu, ietverot paraugu inkubēšanu, kalibrāciju un kvalitātes kontroles testus. Visi modeļi sākot no **TC120** ir pielāgoti lietošanai kā atvērta un slēgta tipa recirkulatori. Ja nepieciešama intensīvāka sildīšana, piemēram, virs +200°C, sazinieties ar uzņēmuma speciālistiem – konsultācijai.

Ierīču izvēle:

Jebkuri no četriem Grant Optima™ digitālajiem termostatiem var būt apvienoti ar jebkuru no 8 Grant vannām (piecas nerūsējošā tērauda un trīs plastmasas), kas kopā dod 32 ierīču izvēli.



KAT. NUMURS

T100	230VAC 50/60Hz Euro plug
T100 US	120VAC 60Hz US plug
TC120	230VAC 50/60Hz Euro plug
TC120 US	120VAC 60Hz US plug
TX150	230VAC 50/60Hz Euro plug
TX150 US	120VAC 60Hz US plug
TXF200	230VAC 50/60Hz Euro plug
TXF200 US	120VAC 60Hz US plug