

BioMagPure 12 Plus reaģenti

APRAKSTS

Reaģenti BioMagPure 12 Plus - kompaktai, robotizētai, galda darbstacijai, nukleīnskābju automātiskai attīrīšanai. Iepriekš uzpildītu reaģentu kasetņu un vienreizējās lietošanas materiālu izmantošana nodrošina tiešām vienkāršu automatizētu un augsti kvalitatīvu risinājumu nukleīnskābju ekstrakcijai. Pārbaudīta magnētiskās atdalīšanas tehnoloģija padara attīrīšanu par efektīvu, vienkāršu, uzticamu, drošu un rentablu procesu.

ĪPAŠĪBAS

- Progresīva magnētisko daļiņu tehnoloģija
- Patentēta reakciju kamera
- Pilnīgi automatizēts
- Uzticama kvalitāte
- Kartridži ar reaģentiem, iepriekš uzpildīti - gatavi darbam,
- 3 vienkārši soļi: IELĀDĒ - PALAID - SANĒM

SPECIFIKĀCIJA

Apstrādes apjoms	1–12 paraugi vienā ciklā
Ekstrakcijas tehnoloģija	magnētisko daļiņu atdalīšanas tehnoloģija



KAT. NUMURS


BS-060201-AK	Asins DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts 200 - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu DNS no 10- 400µl zīdītāju neatšķaidītām asinīm, asins šūnu suspensijas.
BS-060201-BK	Asins DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts 1200 lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu DNS no 400- 1000µl zīdītāju neatšķaidītām asinīm, asins šūnu suspensijas. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-CK	Vīrusu nukleīnskābju ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu vīrusu DNS vai RNS no cilvēku bioloģiskajiem paraugiem, tādiem kā serums, plazma, un citi bezšūnu šķidrums. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-DK	Audu DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu genoma DNS no dažādiem dzīvnieku audiem, uztriepju paraugiem un asins traipiem. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-EK	Kultivētu šūnu DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu genoma DNS no kultivētām šūnām un leikocitārām plēvē. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-FK	Baktēriju DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu genoma DNS no gram-pozitīvām un gram-negatīvām baktērijām.

BS-060201-GK	HPV DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu cilvēka papilomas vīrusa (HPV) DNS no dzemdes kakla šūnu paraugiem, kas iegūti no genitālām uztriepēm šķidrā vidē. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-IK	TB DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu mikobaktēriju (piemēram, tuberkulozes mikobaktēriju) genoma DNS no dažādiem paraugiem. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-JK	FFPE DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lai izdalītu genoma DNS no FFPE (formalinā fiksētu, parafinā iegremdētu) audu paraugiem. Nodrošina labas kvalitātes un augstas uzticamības DNS, molekulārai diagnostikai. Min. pasūt. apj. - 8 iep. (384 reak.)
BS-060201-KK	Forensic DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - ir domāts, lai iegūtu un izolētu genomu DNS no tiesu medicīnas paraugiem. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-LK	Vīrusu/patogēnu nukleīnskābes ekstrakcijas reaģentu komplekts A - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu vīrusu un patogēnu DNS/RNS no bezšūnu paraugiem, tādiem kā serums, plazma, un citi bezšūnu šķidrums. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iep. (384 reakcijas)
BS-060201-MK	Vīrusu/ patogēnu nukleīnskābes ekstrakcijas reaģentu komplektu B - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu vīrusu un patogēnu DNS/RNS no uztriepju paraugiem (paraugiem, kas satur daudz šūnu).
BS-060201-NK	Vīrusu RNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu vīrusu RNS no cilvēku bioloģiskajiem paraugiem, tādiem kā serums, plazma, un citi bezšūnu šķidrums. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-OK	Augu DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu genomu DNS no augiem (lapām, sēklām un sporām) un sēņu audiem. Attīrīšanai var izmantot līdz 100 mg audu. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-PK	Totālā RNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu pilnu RNS no neatšķaidītām asinīm, asins šūnām, dzīvnieku audiem, augiem, rauga un kultivētām šūnām. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)
BS-060201-QK	Vīrusu nukleīnskābes ekstrakcijas reaģentu komplekts no liela apjoma - lieto lai izdalītu vīrusu DNS vai RNS no cilvēku bioloģiskajiem paraugiem, tādiem kā serums, plazma, un citi bezšūnu šķidrums. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)

BS-060201-RK

CFC DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts lielam apjomam -
lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu cirkulējošo DNS no plazmas seruma vai bez šūnu ķermeņa šķidruma parauga tilpumā līdz 5ml. Min. pasūtījuma apjoms - 8 iepakojumi (384 reakcijas)

AKSESUĀRI



BioMagPure 12 Plus

BS-060202-AAA

kompakta robotizēta galda darbstacija nukleīnskābju automātiskai attīrīšanai

BioMagPure 12 Plus ir kompakta robotizēta galda darbstacija nukleīnskābju automātiskai attīrīšanai. Iepriekš uzpildītu reaģentu kasetņu un vienreizējās lietošanas materiālu izmantošana nodrošina tiešām vienkāršu automatizētu un augsti kvalitatīvu risinājumu nukleīnskābju ...

[Lasīt vairāk](#)