

Assist, pipetes

APRAKSTS

Assist sērijas pipetes ir maināma tilpuma pipetes kas tiek ražotas 1, 8, 12 kanālu izpildījumā. Paredzētas šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai tilpumos no 0.1 µl līdz 10000 µl atkarībā no modeļa.

Daudzkanālu pipetes tiek ražotas četros tilpumu diapazonos: 0.5-10 µl, 5-50 µl, 20-200 µl, 50-300 µl.

Pipetes ir aprīkotas ar analogo skaitītāju, kas parāda pašreizējo pipetēšanas tilpumu. Tilpuma iestatīšana notiek pagriežot melno ripu pipetes korpusā vai arī pagriežot pipetēšanas spiedpogu pareizajā virzienā. Pipetes tilpumu diapazons tiek norādīts arī uz pipetēšanas spiedpoga.

Īpašības:

- Ērtas formas rokturis un zems svars
- Pārbaudīts akurātums un precizitāte
- UV noturīgas un pilnīgi autoklavējamas
- 5 un 10 ml pipešu kanāls aizsargāts ar filtru
- Pieejamas 8 un 12 kanālu izpildījumā
- Krāsu kodējums ērtai tilpumu identifikācijai
- Nosviedēja augstuma regulācija - lai pielāgotos gandrīz visu ražotāju pipešu uzgaliem
- Divu veidu tilpuma iestatīšana lietojot ripu korpusā vai spiedpogu
- Maigu atsperu sistēma gludai un precīzai pipetēšanai

Pipešu pielietojums atkarībā no tilpuma:

- 2 - 10 µl
Šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai mikrotilpumos, DNS sekvenēšana, enzīmu imūnosorbcijas testos.
- 10 - 1000 µl
Vispārīgai šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai arī skābes un sārmus.
- 5000 - 10000 µl
Šķidrumu nomērīšanai un pārvešanai lielos tilpumos

Vienkanāla pipetes - maksimālais tilpums

AP2 - 2µl
AP10 - 10µl
AP20 - 20µl
AP50 - 50µl
AP100 - 100µl
AP200 - 200µl
AP250 - 250µl
AP1000 - 1000µl
AP5000 - 5000µl
AP10000 - 10000µl

8 kanālu pipetes - maksimālais tilpums

AP8-10 - 8 x 10µl
AP8-50 - 8 x 50µl
AP8-200 - 8 x 200µl
AP8-300 - 8 x 300µl

12 kanālu pipetes - maksimālais tilpums

AP12-10 - 12 x 10µl
AP12-50 - 12 x 50µl



AP12-200 - 12 x 200µl

AP12-300 - 12 x 300µl

Pipešu komplekti

AP10, AP20, AP200, AP1000

AP10, AP100, AP1000, AP5000

KAT. NUMURS

Adjustable volume pipettes - Single channel	Maināma tilpuma pipetes - vienkanāla
BS-010501	AP2 -- 0.1-2 µl
BS-010502	AP10 -- 0.5-10 µl
BS-010503	AP20 -- 2-20 µl
BS-010504	AP50 -- 5-50 µl
BS-010505	AP100 -- 10-100 µl
BS-010506	AP200 -- 20-200 µl
BS-010507	AP250 -- 50-250 µl
BS-010508	AP1000 -- 100-1000 µl
BS-010509	AP5000 -- 500-5000 µl
BS-010510	AP10000 -- 1000-10000 µl
Adjustable volume pipettes - 8 channels	Maināma tilpuma pipetes - 8 kanālu
BS-010511	AP8-10 -- 0.5-10 µl
BS-010513	AP8-50 -- 5-50 µl
BS-010515	AP8-200 -- 20-200 µl
BS-010517	AP8-300 -- 50-300 µl
Adjustable volume pipettes - 12 channels	Maināma tilpuma pipetes - 12 kanālu
BS-010512	AP12-10 -- 0.5-10 µl
BS-010514	AP12-50 -- 5-50 µl
BS-010516	AP12-200 -- 20-200 µl
BS-010518	AP12-300 -- 50-300 µl
Sets	Komplekti
BS-010519	AP10, AP20, AP200, AP1000, 4 pipešu statīvs, uzgaļu starta komplekts
BS-010520	AP10, AP100, AP1000, AP5000, 4 pipešu statīvs, uzgaļu starta komplekts



Universālais statīvs
BS-010523

Universālais statīvs,
fiksēts, 8 pipetēm



Karuseļa tipa statīvs
BS-010522

Karuseļa tipa
statīvs, rotējošs, 6
pipetēm



1 pipetes statīvs
BS-010524



4 pipešu statīvs
BS-010525