

OD Plate, Pārbaudes instruments priekš HiPo MPP-96


APRAKSTS

OD Plate ir HiPo MPP-96 mikroplašu fotometra kvalitātes verifikācijas instruments. Verifikācijas plate ir veidota lai pārbaudītu fotometra mērījumu akurātumu un precizitāti 6 optiskā blīvuma līmeņos: 0.3; 0.6; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 OB.

Verifikācijas plate tiek piegādāta ar sekojošiem verifikācijas viļņu garumiem: 405, 414, 450, 480, 492, 515, 540, 550, 560, 568, 580, 594, 620, 632, 650, 690, 700 nm. Pēc pieprasījuma ir iespējami papildus verifikācijas viļņu garumi diapazonā no 400 līdz 700 nm.

Verifikācijas plate tiek piegādāta trieciendrošā konteinerā kopā ar USB datu nesēju, kas satur:

- Akreditētas laboratorijas mērījumu rezultātu kopiju
- Lietotāja instrukciju
- Programmatūru



SPECIFIKĀCIJA

Optiskā blīvuma līmeņi	0.3; 0.6; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 OB (± 0.1 OB)
Iespējamo verifikācijas viļņu garumu diapazons	400 - 700 nm
Gabarītmēri (P×D×A)	86 x 128 x 12 mm
Svars	0.3 kg

KAT. NUMURS

BS-050108-AK	OD Plate, verifikācijas instruments
--------------	-------------------------------------



HiPo MPP-96
BS-050108-A02
Mikroplašu fotometrs

Mikroplašu ELISA fotometrs HiPo MPP-96 ir kompakta ierīce ELISA testu un mikrobioloģisko rezultātu mērīšanai, izmantojot 96 mēģeņu mikroplanšetes. Ierīce tiek vadīta un izvada datus, izmantojot datoru. Ierīce tiek piegādāta kopā ...

[Lasīt vairāk](#)