

R-6, rotors

APRAKSTS

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatni. Alumīnija adapteri

SPECIFIKĀCIJA

Mēģeņu turētāja materiāls	Alumīnijs
Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģeņu izmēri (Ø × garums)	29 × 115 mm
Ietilpība	6
Mēģeņu tilpums	50 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF: LMC-3000	1610 × g
Maks. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010208-DK

Rotors R-6

AKSESUĀRI



LMC-3000
 Without rotor
 Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-12
 Without rotor
 Laboratorijas centrifūga

LMC-12 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R
 Without rotor
 Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar

dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzīmologiem un šūnu biologiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



BI-25-6
 BS-010221-VK
 adapteru komplekts

Rotoriem R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P papildus ieliktnu komplekts (6 gab.) - BI-25-6 priekš 25ml mēģenēm ar konisku pamatni



RR-U
 BS-010208-UK
 statīvs rotoriem

Statīvs rotoriem