

## R-6, rotors

### APRAKSTS

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatni. Alumīnija adapteri

### SPECIFIKĀCIJA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Mēģeņu turētāja materiāls  | Alumīnijs   |
| Rotora veids               | horizontālais (Swing-out)                               |
| Mēģeņu izmēri (Ø × garums) | 29 × 115 mm   |
| Ietilpība                  | 6   |
| Mēģeņu tilpums             | 50 ml   |
| Maks. ātrums               | 4200 apgr./min  |
| Maks. RCF: LMC-3000        | 1610 × g  |
| Maks. RCF: LMC-4200R       | 3160 × g  |
| Mēģeņu ražotāji            | Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c. |
| Autoklāvējams              | +   |



### KAT. NUMURS

BS-010208-DK

Rotors R-6

### AKSESUĀRI



#### LMC-3000

Without rotor  
Laboratorijas centrifūga

**LMC-3000** ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplātēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



#### LMC-4200R

Without rotor  
Dzesējošā laboratorijas centrifūga  
Laboratorijas galda centrifūga ar

dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimologiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



#### BI-25-6

BS-010221-VK  
adapteru komplekts

Rotoriem R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P papildus ieliktņu komplekts (6 gab.) - BI-25-6 priekš 25ml mēģenēm ar konisku pamatni



#### RR-U

BS-010208-UK  
statīvs rotoriem

Statīvs rotoriem