

R-12/10, rotors

APRAKSTS

Rotors mēģenēm ar lodveida pamatni

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģenes izmēri (Ø × garums)	16 × 105 mm
Ietilpība	12
Mēģeņu tilpums	10–15 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF: LMC-3000	1610 × g
Maks. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010208-BK

Rotors R-12/10



LMC-3000

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-12

Without rotor

Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R

Without rotor

Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar

dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzīmolģiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



BN-13/75

BS-010208-PK

adapteru komplekts

Rotoram R-12/10, Ri-12/10 papildus adapteru komplekts (12 gab.) - BN-13/75 vakutaineriem 2-5 ml



BN-13/100

BS-010208-QK

adapteru komplekts

Rotoriem R-12/10, Ri-12/10 papildus adapteru komplekts (12 gab.) - BN-13/100 vakutaineriem 4-8 ml



BN-16/100

BS-010208-RK

adapteru komplekts

Rotoriem R-12/10, Ri-12/10 papildus adapteru komplekts (12 gab.) - BN-16/100 vakutaineriem 8-10 ml



RR-U

BS-010208-UK

stativs rotoriem

Stativs rotoriem



BN-16/90

BS-010208-SK

adapteru komplekts rotoram R-12/10 R-24/10

Rezerves adapteru komplekts rotoram R-12/10, R-24/10. Plastmasas adapteri (12 gab).