

R-12/15, rotors

APRAKSTS

Rotors mēģenēm ar vāciņu un konusveida pamatni

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Mēģenes izmēri (Ø × garums)	17 × 120 mm
Ietilpība	12
Mēģeņu tilpums	15 ml
Maks. ātrums	4200 apgr./min
Maks. RCF: LMC-3000	1610 × g
Maks. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010208-EK

Rotors R-12/15

AKSESUĀRI



LMC-3000
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-12
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-12 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R
Without rotor
Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifūgēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimologiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



RR-U
BS-010208-UK
statīvs rotoriem
Statīvs rotoriem



BN-17/120
BS-010208-TK
adapteru komplekts rotoram R-12/15

Rezerves adapteru komplekts rotoram R-12/15. Plastmasas adapteri (12 gab).