

R-2, rotors

APRAKSTS

Rotors, kas paredzēts 2 standarta 96 iedobišu platēm, pilna sāna PCR mikroplānšetēm, dziļo mikromēģeņu plānšetēm līdz 45 mm augstumā.

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Plānšetes izmēri (g × p)	128 × 85.6 mm
Maks. augstums	līdz 45 mm
Ietilpība	2
Maks. ātrums	2000 apgr./min
Maks. RCF: LMC-3000	560 × g
Maks. RCF: LMC-4200R	560 × g
Mēģeņu ražotāji	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, u.c.
Autoklāvējams	+



KAT. NUMURS

BS-010208-AK

Rotors R-2



LMC-3000
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-12
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mēģenēm līdz 50 ml. Šī ierīce tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līgana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R
Without rotor
Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzīmoloģijem un šūnu bioloģijem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



AP-96
BS-010219-DK
adapteri

2 adapteru komplekts priekš 96 mikromēģeņu daļēja vai bez sāna PCR mikroplanšetēm - veidoti no Ertacetal® C, autoklavējami



AP-384
BS-010219-EK
adapteri

2 adapteru 384 mēģeņu planšetei - veidoti no Ertacetal® C, autoklavējami



RR-U
BS-010208-UK
statīvs rotoriem

Statīvs rotoriem