

R-24GC, rotors

APRAKSTS

Rotors, kas paredzēts 24 Gel-kartēm asinsgrupu seroloģiskai testešanai RCF 280 x g

SPECIFIKĀCIJA

Rotora veids	horizontālais (Swing-out)
Kartes izmēri (g x p)	53 x 74 mm
Ietilpība	24
Maks. ātrums	1500 apgr./min
Maks. RCF: LMC-3000	280 x g
Maks. RCF: LMC-4200R	280 x g
Gel karšu ražotāji	Grifols, DiaMed, u.c.
Autoklāvējams	+



AKSESUĀRI



LMC-3000
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mėģenēm līdz 50 ml. Ši ierice tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līģana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-12
Without rotor
Laboratorijas centrifūga

LMC-3000 ir moderna galda centrifūga. Centrifūga paredzēta darbam ar mikroplatēm un mėģenēm līdz 50 ml. Ši ierice tiek plaši lietota biomedicīnas profila laboratorijās.

Īpašības:

- Līģana rotācijas kustības uzsākšana un bremzēšana; ...

[Lasīt vairāk](#)



LMC-4200R
Without rotor
Dzesējošā laboratorijas centrifūga

Laboratorijas galda centrifūga ar dzesēšanu **LMC-4200R** nodrošina biomateriāla temperatūras kontroli centrifugēšanas laikā. Tā saucamā „aukstā plaukta” temperatūras kontrole ir „zelta standarts” enzimologiem un šūnu bioloģiem, jo tā nodrošina apstākļus, kas ...

[Lasīt vairāk](#)



RR-U
BS-010208-UK
statīvs rotoriem

Statīvs rotoriem

KAT. NUMURS

BS-010208-VK

Rotors R-24GC