

T-4L, Galds

APRAKSTS

Jauna moduļveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālā slodze	75 kg
Gabarītmēri (P×Dz×A)	1290 × 600 × 770 mm
Svars	36 kg



KAT. NUMURS

BS-040107-BK

T-4L, Galds

AKSESUĀRI



UVT-S-AR
BS-040107-A07
PĶR (PCR) kabinets

UVT-S-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārša ...

[Lasīt vairāk](#)



LF-1
BS-050101-BK
Atvilktnu skapītis

Jauna moduļveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.