

LF-1, Atvilktnu skapītis

APRAKSTS

Jauna moduļveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.

SPECIFIKĀCIJA

Atvilktnes iekšējie izmēri (P×Dz×A)	235 × 385 × 50 mm 235 × 385 × 150 mm
Gabarītizmēri (P×Dz×A)	300 × 450 × 705 mm
Svars	28 kg



KAT. NUMURS

BS-050101-BK

LF-1, Atvilktnu skapītis

AKSESUĀRI



UVC/T-AR
BS-040102-A13
PĶR (PCR) kabinets

UVC/T-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)



LT-120
BS-040107-EK
Augstumā regulējams galds

Augstumā regulējams galds
<-> 120 cm



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
PĶR (PCR) kabinets

UVC/T-M-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
PĶR (PCR) kabinets

UVT-B-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)



LT-150
BS-040107-JK
Augstumā regulējams galds

Augstumā regulējams galds
<-> 150 cm



UVT-S-AR
BS-040107-A07
PĶR (PCR) kabinets

UVT-S-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šim modelim ir divkārsa ...

[Lasīt vairāk](#)



LT-180
BS-040107-HK
Augstumā regulējams galds

Augstumā regulējams galds
<-> 180 cm



T-4
BS-040101-BK
Galds

Jauna modulveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu. Galda konstrukcija ergonomiski atbilst darbam sēdus stāvoklī. Galdam ir viena atvilktnē. Darba virsma veidota no laminētas kokskaudu plātnes.



T-4L
BS-040107-BK
Galds

Jauna modulveida konstrukcija laboratorijas mēbelēm nodrošina to elastību un lietošanas ērtumu.