

PP-4, platforma

APRAKSTS

Universālā platforma dažāda veida traukiem ar neslidošu silikona paklājīņu.

SPECIFIKĀCIJA

Darba vietas izmēri

215 × 215 mm



KAT. NUMURS

BS-010108-BK

Platforma PP-4

AKSESUĀRI



ES-20

Without platform
Kratītājs-inkubators

ES-20 ir kompakts galda kratītājs – inkubators, ko var izmantot gan bioloģisko šķidrumu maisīšanai, gan inkubācijai un kultivēšanai saskaņā ar operatora sastādītu programmu.

Iebūvēts mikroprocesora temperatūras kontrolieris nodrošina nepārtrauktu temperatūras ...

[Lasīt vairāk](#)



SPM

BS-010111-BK

pašlipošs materiāls laboratorijas trauku fiksēšanai

Pašlipošs materiāls laboratorijas trauku fiksēšanai. SPM ir savietojams ar PP-4 platformu, kas der gan PSU-10i orbitālajam kratītājam, gan ES-20 kratītāja-inkubatoram.



PSU-10i

Without platform
Orbitālais kratītājs

PSU-10i ir orbitālais kratītājs daudzfunkciju maisīšanas iekārtu grupā. Iestrādāts tiešais pievads, bez suku motors, kam tiek garantēts 35000 stundu darbības laiks. Šo risinājumu ieviešanas rezultātā kratītāji ir vēl daudz drošāki, ...

[Lasīt vairāk](#)