

P-6/250, platforma

APRAKSTS

Platforma kolbām.

SPECIFIKĀCIJA

Darba vietas izmēri	250 × 190 mm
Kolbas tilpums	250-300 ml
Stiprinājumu skaits	6



KAT. NUMURS

BS-010108-DK

Platforma P-6/250

AKSESUĀRI



ES-20

Without platform
Kratītājs-inkubators

ES-20 ir kompakts galdā kratiņš – inkubators, ko var izmantot gan bioloģisko šķidrumu maisīšanai, gan inkubācijai un kultivēšanai saskaņā ar operatora sastādītu programmu.

Iebūvēts mikroprocesora temperatūras kontrolieris nodrošina nepārtrauktu temperatūras ...

[Lasīt vairāk](#)



PSU-10i

Without platform
Orbitālais kratiņš

PSU-10i ir jauns orbitālais kratiņš daudzfunkciju maisīšanas iekārtu grupā. Jauns ārējais dizains, iestrādāts tiešais pievads lietojot bez suku dzinēju, kam tiek garantēts 35000 stundu darbības laiks, un platformas nevienmērīgas noslodzes ...

[Lasīt vairāk](#)



CPS-20

Without platform
CO₂ kratiņš

CO₂ kratiņš CPS-20 nodrošina regulētu platformas orbitālu kustību un ir paredzēts izmantošanai CO₂ inkubatorā. CPS-20 ir īpaši izstrādāts izmantošanai agresīvā vidē, piemēram, CO₂ un mitrumā, un nodrošina ...

[Lasīt vairāk](#)