

## P-6/250, platforma

### APRAKSTS

Platforma kolbām.

### SPECIFIKĀCIJA

Darba vietas izmēri	250 × 190 mm
Kolbas tilpums	250-300 ml
Stiprinājumu skaits	6



### KAT. NUMURS

BS-010108-DK

Platforma P-6/250

### AKSESUĀRI



ES-20

Without platform  
Kratītājs-inkubators

ES-20 ir kompakts galda kratītājs – inkubators, ko var izmantot gan bioloģisko šķidrumu maisīšanai, gan inkubācijai un kultivēšanai saskaņā ar operatora sastādītu programmu.

Iebūvēts mikroprocesora temperatūras kontrolieris nodrošina nepārtrauktu temperatūras ...

[Lasīt vairāk](#)



PSU-10i

Without platform  
Orbitālais kratītājs

PSU-10i ir orbitālais kratītājs daudzfunkciju maisīšanas iekārtu grupā. Iestrādāts tiešais pievads, bez suku motors, kam tiek garantēts 35000 stundu darbības laiks. Šo risinājumu ieviešanas rezultātā kratītāji ir vēl daudz drošāki, ...

[Lasīt vairāk](#)



CPS-20

Without platform  
CO<sub>2</sub> kratītājs

CO<sub>2</sub> kratītājs CPS-20 nodrošina regulētu platformas orbitālu kustību un ir paredzēts izmantošanai CO<sub>2</sub> inkubatorā. CPS-20 ir īpaši izstrādāts izmantošanai agresīvā vidē, piemēram, CO<sub>2</sub> un mitrumā, un nodrošina ...

[Lasīt vairāk](#)