

# P-16/88, platforma

## APRAKSTS

Platforma ar atsperu turētājiem līdz 88 mēģenēm (10 ml, 15ml, 50ml).

## SPECIFIKĀCIJA

Darba vietas izmēri

275 × 205 × 75 mm



## KAT. NUMURS

BS-010116-BK

Platforma P-16/88

## AKSESUĀRI



ES-20

Without platform  
Kratītājs-inkubators

ES-20 ir kompakts galdā krātītājs – inkubators, ko var izmantot gan bioloģisko šķidrumu maisīšanai, gan inkubācijai un kultivēšanai saskaņā ar operatora sastādītu programmu.

Iebūvēts mikroprocesora temperatūras kontrolieris nodrošina nepārtrauktu temperatūras ...

[Lasīt vairāk](#)



PSU-10i

Without platform  
Orbitālais krātītājs

PSU-10i ir orbitālais krātītājs daudzfunkciju maisīšanas iekārtu grupā. Iestrādāts tiešais pievads, bez suku motors, kam tiek garantēts 35000 stundu darbības laiks. Šo risinājumu ieviešanas rezultātā krātītāji ir vēl daudz drošāki, ...

[Lasīt vairāk](#)



CPS-20

Without platform  
CO<sub>2</sub> krātītājs

CO<sub>2</sub> krātītājs CPS-20 nodrošina regulētu platformas orbitālu kustību un ir paredzēts izmantošanai CO<sub>2</sub> inkubatorā. CPS-20 ir īpaši izstrādāts izmantošanai agresīvā vidē, piemēram, CO<sub>2</sub> un mitrumā, un nodrošina ...

[Lasīt vairāk](#)