

UP-330, platforma

APRAKSTS

Universālā platforma ar regulējamajiem stiprinājuma stieņiem, dažādu formu laboratorijas traukiem.

SPECIFIKĀCIJA

Darba vietas izmēri

300 × 400 × 80 mm

Kolbas tilpums

universālā



KAT. NUMURS

BS-010145-AK

Platforma UP-330

AKSESUĀRI



HB-330
BS-010145-BK

Papildus stiprinājuma stienis platformai UP-330



PSU-20i
Without platform
Multifunkcionāls orbitālais kratītājs

Orbitālais kratītājs ir veidots tā lai to būtu vienlīdz ērti lietot mazās specializētās biotehnoloģijas laboratorijās, kā arī lielās multidisciplinārās laboratorijās: deviņu savstarpēji apmaināmo platformu izvēle nodrošina iespēju pielietot dažādas procedūras ...

[Lasīt vairāk](#)