

P-16/250, platforma

APRAKSTS

Platforma kolbām.

SPECIFIKĀCIJA

Darba vietas izmēri	360 × 400 mm
Kolbas tilpums	250-300 ml
Stiprinājumu skaits	16




KAT. NUMURS

BS-010135-CK

Platforma P-16/250

AKSESUĀRI



P-EX

BS-010173-CK

platformu nomaiņas komplekts

Platformas apmaiņas komplekts

ļauj ātrāk nomainīt plakanās platformas. Pateicoties

platformas iebīdīšanas sistēmai,

tagad ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C kratītājos-inkubatoros ir

iespējams uzstādīt 4 × 2 l

kolbas. Platformas apmaiņas komplektā var uzstādīt ...

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/60

Without platform

Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators ES-20/60 biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir iekārta, kas paredzēta mikroorganismu šūnu un eikariotu šūnu, tai skaitā dzīvnieku, augu un kukaiņu šūnu, kultivēšanai, kā arī ir iespējams kultivēt termofilās baktērijas. ...

[Lasīt vairāk](#)



PSU-20i

Without platform

Multifunkcionāls orbitālais kratītājs

Orbitālais kratītājs ir veidots tā lai to būtu vienlīdz ērti lietot mazās specializētās biotehnoloģijas laboratorijās, kā arī lielās multidisciplinārās laboratorijās: deviņu savstarpēji apmaināmo platformu izvēle nodrošina iespēju pielietot dažādas procedūras ...

[Lasīt vairāk](#)