

TR-21/50, statīvs

APRAKSTS

Maināma leņķa mēģeņu statīvs priekš UP-168

SPECIFIKĀCIJA

Mēģenes tilpums	50 ml
Ietilpība	21
Urbuma diametrs	30 mm



KAT. NUMURS

BS-010135-KK	TR-21/50, mēģeņu statīvs, 50ml
--------------	--------------------------------

AKSESUĀRI



UP-168
BS-010135-JK
platforma

Universālā platforma dažāda izmēra kolbu, burciņu turētājiem. Turētāji nav iekļauti platformas komplektā un tos ir jāpasūta atsevišķi.



ES-20/60
Without platform
Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators **ES-20/60** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir iekārta, kas paredzēta mikroorganismu šūnu un eikariotu šūnu, tai skaitā dzīvnieku, augu un kukaiņu šūnu, kultivēšanai, kā arī ir iespējams kultivēt termofilās baktērijas. ...

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators **ES-20/80** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir profesionālas kategorijas aprīkojums. Tipiskie pielietojumi ietver - mikrobu un šūnu kultūru audzēšanu, olbaltumvielu ekspresiju, šķīdības pētījumus, vispārēju sajaukšanu, kā arī citus dažādus pielietojumus ...

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Kratītājs-inkubators ar dzesēšanu

Kratītājs-inkubators **ES-20/80C** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir profesionālas kategorijas aprīkojums. Tipiskie pielietojumi ietver - mikrobu un šūnu kultūru audzēšanu, olbaltumvielu ekspresiju, šķīdības pētījumus, vispārēju sajaukšanu, kā arī citus dažādus pielietojumus ...

[Lasīt vairāk](#)



PSU-20i
Without platform
Multifunkcionāls orbitālais kratītājs

Orbitālais kratītājs ir veidots tā lai to būtu vienlīdz ērti lietot mazās specializētās biotehnoloģijas laboratorijās, kā arī lielās multidisciplinārās laboratorijās: deviņu savstarpēji apmaināmo platformu izvēle nodrošina iespēju pielietot dažādas procedūras ...

[Lasīt vairāk](#)