

HSP-16/250, platforma

APRAKSTS

Platforma ar turētājiem priekš kolbām.

SPECIFIKĀCIJA

Darba vietas izmēri	360 × 400 mm
Kolbas tilpums	250-300 ml
Stiprinājumu skaits	16




KAT. NUMURS

BS-010167-MK

Platforma HSP-16/250

AKSESUĀRI



P-EX

BS-010173-CK

platformu nomainīšanas komplekts

Platformas apmaiņas komplekts ļauj ātrāk nomainīt plakanās platformas. Pateicoties platformas iebīdīšanas sistēmai, tagad ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C kratītājos-inkubatoros ir iespējams uzstādīt 4 × 2 l kolbas. Platformas apmaiņas komplektā var uzstādīt ...

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/80

Software included, without platform

Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators ES-20/80 biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir profesionālas kategorijas aprīkojums. Tipiskie pielietojumi ietver - mikrobu un šūnu kultūru audzēšanu, olbaltumvielu ekspresiju, šķīdības pētījumus, vispārēju sajaukšanu, kā arī citus dažādus pielietojumus ...

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/80C

Software included, without platform

Kratītājs-inkubators ar dzesēšanu

Kratītājs-inkubators ES-20/80C biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir profesionālas kategorijas aprīkojums. Tipiskie pielietojumi ietver - mikrobu un šūnu kultūru audzēšanu, olbaltumvielu ekspresiju, šķīdības pētījumus, vispārēju sajaukšanu, kā arī citus dažādus pielietojumus ...

[Lasīt vairāk](#)