

## FC-500, turētājs

### APRAKSTS

Turētājs 500 ml - Ø105 mm priekš UP-168



### KAT. NUMURS

BS-010126-LK

FC-500, turētājs 500ml kolbām

### AKSESUĀRI



**UP-168**  
BS-010135-JK  
platforma

Universālā platforma dažāda izmēra kolbu, burciņu turētājiem. Turētāji nav iekļauti platformas komplektā un tos ir jāpasūta atsevišķi.



**ES-20/60**  
Without platform  
Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators **ES-20/60** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir iekārta, kas paredzēta mikroorganismu šūnu un eikariotu šūnu, tai skaitā dzīvnieku, augu un kukaiņu šūnu, kultivēšanai, kā arī ir iespējams kultivēt termofilās baktērijas. ...

[Lasīt vairāk](#)



**PSU-20i**  
Without platform  
Multi-funkcionāls orbitālais  
kratītājs

Orbitālais kratītājs ir veidots tā lai to būtu vienlīdz ērti lietot mazās specializētās biotehnoloģijas laboratorijās, kā arī lielās multidisciplinārās laboratorijās: deviņu savstarpēji apmaināmo platformu izvēle nodrošina iespēju pielietot dažādas procedūras ...

[Lasīt vairāk](#)