

FC-1000, turētājs

APRAKSTS

Turētājs 1000 ml - Ø130 mm priekš UP-168



KAT. NUMURS

BS-010126-IK

FC-1000, turētājs 1000ml kolbām

AKSESUĀRI



UP-168
BS-010135-JK
platforma

Universālā platforma dažāda izmēra kolbu, burciņu turētājiem. Turētāji nav iekļauti platformas komplektā un tos ir jāpasūta atsevišķi.



ES-20/60
Without platform
Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators **ES-20/60** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir iekārta, kas paredzēta mikroorganismu šūnu un eikariotu šūnu, tai skaitā dzīvnieku, augu un kukaiņu šūnu, kultivēšanai, kā arī ir iespējams kultivēt termofilās baktērijas. ...

[Lasīt vairāk](#)



PSU-20i
Without platform
Multifunkcionāls orbitālais kratītājs

Orbitālais kratītājs ir veidots tā lai to būtu vienlīdz ērti lietot mazās specializētās biotehnoloģijas laboratorijās, kā arī lielās multidisciplinārās laboratorijās: deviņu savstarpēji apmaināmo platformu izvēle nodrošina iespēju pielietot dažādas procedūras ...

[Lasīt vairāk](#)