

P-02/96, platforma

APRAKSTS

96 mēģenēm 0.2 ml vai bez-/daļēju- sānu PCR platēm.

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība	96
PCR plate	Semi-/unskired PCR plate
Mikromēģeņu tilpums	0.2 ml



KAT. NUMURS

BS-010216-CK

Platforma P-02/96



MPS-1

With built-in universal platform
Universālais mikroplašu kratītājs

Universālais mikroplašu kratītājs, **MPS-1**, ir pielietojams praktiski jebkurā procedūrā, veicot regulējamu samaisīšanu mikroplanšetēs, PCR platēs, deepwell platēs un mēģenēs no 0.2 līdz 2 ml, kā arī vorteksējot tilpumus līdz ...

[Lasīt vairāk](#)