

P-2/24, platforma

APRAKSTS

24 mēģenēm 1.5-2 ml.

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība

24

Mikromēģeņu tilpums

1.5-2 ml



KAT. NUMURS

BS-010216-AK

Platforma P-2/24



MPS-1

With built-in universal platform
Universālais mikroplašu kratītājs

Universālais mikroplašu kratītājs, **MPS-1**, ir pielietojams praktiski jebkurā procedūrā, veicot regulējamu samaisīšanu mikroplanšetēs, PCR platēs, deepwell platēs un mēģenēs no 0.2 līdz 2 ml, kā arī vorteksējot tilpumus līdz ...

[Lasīt vairāk](#)