

P-02/05, platforma

APRAKSTS

24 mēģenēm 0.5 ml un 48 mēģenēm 0.2 ml.

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība

24 and 48

Mikromēģeņu tilpums

0.5 ml and 0.2 ml



KAT. NUMURS

BS-010216-DK

Platforma P-02/05



MPS-1

With built-in universal platform
Universālais mikroplašu kratītājs

Universālais mikroplašu kratītājs, **MPS-1**, ir pielietojams praktiski jebkurā procedūrā, veicot regulējamu samaisīšanu mikroplanšetēs, PCR platēs, deepwell platēs un mēģenēs no 0.2 līdz 2 ml, kā arī vorteksējot tilpumus līdz ...

[Lasīt vairāk](#)