

Sistēma vides pagatavošanai SMP-160

APRAKSTS

Sistēma vides pagatavošanai **SMP-160** ir izstrādāta Levinšteina-Jensena vides pagatavošanai mikobaktēriju kultivēšanai. Iekārtu var izmantot arī dažādu reaģentu karsēšanai.

Temperatūra un inkubēšanas laiks iekārtai tiek uzstādīts un parādīts ciparu formā uz paneļa.

Pieejamas divas versijas ar mēģeņu turētāju vai plauktu versija.

SPECIFIKĀCIJA

Temperatūras regulācijas diapazons	+30..+95°C
Temperatūras stabilitāte	±0.1 °C
Temperatūras uzstādīšana	digitāla
Digitāla laika iestatīšana	1 min. - 96 st.
Skapja ietilpība	45 l
Vietu skaits statīvā	186
Mēģeņu gabarītmēri (garums x diametrs)	110 mm x 16 mm
Temperatūras novirze no uzstādītas	ne vairāk kā 2%
Gabarītmēri (PxDzxA)	400x410x580 mm
Svars	51 kg
Patērētā jauda, ne vairāk par	600 W
Barošana	230V; 50/60Hz, 115V; 50/60Hz



KAT. NUMURS

BS-010136-A01	230VAC 50/60Hz Euro plug ar plauktiņiem
BS-010136-BAA	230VAC 50/60Hz Euro plug ar mēģeņu statīvu