

PRS-26, platforma

APRAKSTS

26 mēģenēm ar diametru 10-16 mm (1.5-15 ml mēģenēm).

SPECIFIKĀCIJA

Platformas veids	standard
Mēģenes diametrs	10-16 mm
Mēģenes tilpums	1.5-15 ml
Ietilpība	26



KAT. NUMURS

BS-010117-GK

Platforma PRS-26



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi Bio RS-24** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

(1) riņķveida kustību, bet arī

(2) svārstību kustību (uz ...

[Lasīt vairāk](#)