

## PRS-5/12, platforma

### APRAKSTS

5 mēģenēm ar diametru 20-30 mm (50 ml mēģenēm) un 12 mēģenēm ar diametru 10-16 mm (1.5-15 ml mēģenēm).

### SPECIFIKĀCIJA

Platformas veids	Izvēles
Mēģenes diametrs	20-30 and 10-16 mm
Mēģenes tilpums	up to 50 and 1.5-15 ml
Ietilpība	5 and 12



### KAT. NUMURS

BS-010117-HK

Platforma PRS-5/12



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi Bio RS-24** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

(1) riņķveida kustību, bet arī

(2) svārstību kustību (uz ...

[Lasīt vairāk](#)