

PRSC-22, platforma

APRAKSTS

22 mēģenēm ar diametru 16 mm (15 ml mēģenēm).

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība	22
Platformas veids	Izvēles
Mēģenes diametrs	25-30 mm
Mēģenes tilpums	15 ml



KAT. NUMURS

BS-010117-LK

Platforma PRSC-22



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi Bio RS-24** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

- (1) riņķveida kustību, bet arī
- (2) svārstību kustību (uz ...

[Lasīt vairāk](#)