

PRSC-10, platforma

APRAKSTS

10 mēģenēm ar diametru 25-30 mm (50 ml mēģenēm).

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība	10
Platformas veids	Izvēles
Mēģenes diametrs	20-30 mm
Mēģenes tilpums	50 ml



KAT. NUMURS

BS-010117-JK

Platforma PRSC-10



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi Bio RS-24** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

- (1) riņķveida kustību, bet arī
- (2) svārstību kustību (uz ...

[Lasīt vairāk](#)