

## M-8/50, platforma

### APRAKSTS

Platforma rotācijai paralēli rotācijas asij 8 mēģenēm ar diametru 25-30 mm (50 ml mēģenēm). Pielietojums: hibridizācijas reakcijām.

### SPECIFIKĀCIJA

Platformas veids	Izvēles
Mēģenes diametrs	20-30 mm
Mēģenes tilpums	50 ml
Ietilpība	8



### KAT. NUMURS

BS-010117-PK

Platforma M-8/50



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi Bio RS-24** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

(1) riņķveida kustību, bet arī

(2) svārstību kustību (uz ...

[Lasīt vairāk](#)