

PRS-1DP, platforma

APRAKSTS

Platforma mikroplānšetēm un augsto mēģenu turētājiem (0.5, 1 ml) (piemēram: Thermo 3741MTX, 3742MTX, 3744MTX).

SPECIFIKĀCIJA

Mēģenes tilpums

0.5 ml and 1 ml



KAT. NUMURS

BS-010149-DK

Platforma PRS-1DP



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi Bio RS-24** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

- (1) riņķveida kustību, bet arī
- (2) svārstību kustību (uz ...

[Lasīt vairāk](#)