

PRS-14, platforma

■ APRAKSTS

14 mēģenēm ar diametru 20-30 mm (50 ml mēģenēm).

■ SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība	14
Platformas veids	Izvēles
Mēģenes diametrs	20-30 mm
Mēģenes tilpums	up to 50 ml



■ KAT. NUMURS

BS-010118-BK

Platforma PRS-14



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi RS-60** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

- (1) riņķveida kustību, bet arī
- (2) svārstību kustību (uz priekšu ...

[Lasīt vairāk](#)