

PRS-48, platforma

APRAKSTS

48 mēģenēm ar diametru 10-16 mm (1.5-15 ml mēģenēm).

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība	48
Platformas veids	standard
Mēģenes diametrs	10-16 mm
Mēģenes tilpums	1.5-15 ml



KAT. NUMURS

BS-010118-CK

Platforma PRS-48



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Programmējams rotators

Programmējams rotators **Multi RS-60** nodrošina vairāku kustību veidu realizāciju vienā modulī ar mikroprocesora vadības palīdzību ļauj realizēt ne tikai:

- (1) riņķveida kustību, bet arī
- (2) svārstību kustību (uz priekšu ...

[Lasīt vairāk](#)