

PRS-22, platforma

APRAKSTS

22 mēģenēm ar diametru 10-16 mm (1.5ml-15ml mēģenēm).

SPECIFIKĀCIJA

Platformas veids	standard
Mēģenes diametrs	10-16 mm
Mēģenes tilpums	1.5-15 ml
Ietilpība	22



KAT. NUMURS

BS-010117-FK

Platforma PRS-22



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Mini-rotators

Mini-rotators **Bio RS-24** nodrošina platformas vertikālu rotāciju. Tā ir ideāla iekārta, lai novērstu asins sarecēšanu, lai veiktu bioloģisko komponentu ekstrāciju.

Bio RS-24 ir kompakta iekārta, kas piemērota ērtai un vienkāršai ...

[Lasīt vairāk](#)