

PRSC-18, platforma

APRAKSTS

18 mēģenēm ar diametru 16 mm (15 ml).

SPECIFIKĀCIJA

Platformas veids	Izvēles
Mēģenes diametrs	16 mm
Mēģenes tilpums	15 ml
Ietilpība	18



KAT. NUMURS

BS-010117-EK

Platforma PRSC-18



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Mini-rotators

Mini-rotators **Bio RS-24** nodrošina platformas vertikālu rotāciju. Tā ir ideāla iekārta, lai novērstu asins sarecēšanu, lai veiktu bioloģisko komponentu ekstrāciju.

Bio RS-24 ir kompakta iekārta, kas piemērota ērtai un vienkāršai ...

[Lasīt vairāk](#)