

PRS-4/12, platforma

APRAKSTS

4 mēģenēm ar diametru 20-30 mm, (līdz 50 ml mēģenēm) un 12 mēģenēm ar diametru 10-16 mm, (1.5 ml-15 ml mēģenēm).

SPECIFIKĀCIJA

Platformas veids	Izvēles
Mēģenes diametrs	20-30 and 10-16 mm
Mēģenes tilpums	up to 50 and 1.5-15 ml
Ietilpība	4 un 12



KAT. NUMURS

BS-010117-AK

Platforma PRS-4/12



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Mini-rotators

Mini-rotators **Bio RS-24** nodrošina platformas vertikālu rotāciju. Tā ir ideāla iekārta, lai novērstu asins sarecēšanu, lai veiktu bioloģisko komponentu ekstrāciju.

Bio RS-24 ir kompakta iekārta, kas piemērota ērtai un vienkāršai ...

[Lasīt vairāk](#)