

## PV-32, platforma

### APRAKSTS

V-32 ir apgādāts ar universālu 32 ligzdu platformu PV-32 Ependorfa mēģenēm, kuru tilpums var būt līdz pat 1.5 ml (1.5/0.5/0.2 ml - 16/8/8 ligzdas) un uzgali PL-1 vienas mēģenes maisīšanai (tilpumam līdz 50 ml).

### SPECIFIKĀCIJA

Mēģenes tilpums	1.5/0.5/0.2 ml
Ietilpība	16/8/8



### KAT. NUMURS

BS-010207-CK

PV-32



V-32

Including two platforms PV-32, PL-1  
Multi-Vortekss

Multi-vortekss V-32 ir paredzēts intensīvai baktēriju un rauga šūnu maisīšanai, barotnes atmazgāšanai, metabolītu un fermentu ekstrahēšanai no šūnām un šūnu kultūrām.

No V-1 plus šis vortekss atšķiras ar to, ka ...

[Lasīt vairāk](#)