


PV-6/10, platforma

APRAKSTS

Atsevišķi var pasūtīt papildus 6 ligzdu platformu **PV-6/10** 10 ml mēģenēm (maksimālais mēģenes diametrs – 15 mm)

SPECIFIKĀCIJA

Mēģenes tilpums	10 ml
Ietilpība	6
Urbumu diametri	13 mm



KAT. NUMURS

BS-010207-BK

PV-6/10



V-32

Including two platforms PV-32, PL-1
Multi-Vortekss

Multi-vortekss **V-32** ir paredzēts intensīvai baktēriju un rauga šūnu maisīšanai, barotnes atmazgāšanai, metabolītu un fermentu ekstrahēšanai no šūnām un šūnu kultūrām.

No V-1 plus šis vortekss atšķiras ar to, ka ...

[Lasīt vairāk](#)