

## ELISA diagnostiskie komplekti

### APRAKSTS

Kompānija Biosan piedāvā augstas kvalitātes, profesionālos ELISA reaģentu komplektus un pilnu ELISA eksperimentu un analīžu veikšanai nepieciešamo instrumentālo nodrošinājumu. Mēs piedāvājam vairāk kā 400 reaģentu komplektus visdažādāko analīžu veikšanai. Visi reaģenti ir uzglabājami vienā temperatūrā +2°-+8°C (nav nepieciešama sasaldēšana) ar derīguma termiņu līdz 12 mēnešiem. Reaģenti ir stabili istabas temperatūrā līdz 10 dienām, kas ir būtiska priekšrocība salīdzinājumā ar konkurentiem. Reaģenti ir viegli adaptējami pie jebkurām atvērtā tipa automatiskām ELISA darbstacijām.

Visi piedāvātie reaģentu komplekti ir RUO un daudziem ir tuvākajā laikā paredzēta CE sertifikācija.

Mēs piedāvājam kā reaģentu tā arī iekārtas darbam ar tiem - mikroplašu lasītājs (fotometrs), mikroplašu mazgātājs (washer), pipetes un mikroplates, termošeikeri un ikubatori, tīrie boksi un daudz kas cits.

Mēs palīdzēsim izvēlēties, kā arī izstrādāt pilnu darbam nepieciešamo piedāvājumu, nodrošinot uzstādīšanu, palaišanu un uzturēšanu.

[Pilnu reaģentu piedāvājumu var skatīt šeit](#)

