

SV-8/15, platforma

APRAKSTS

8 mēģenēm ar diametru 16 mm (15 ml)

SPECIFIKĀCIJA

Ietilpība	8
Diametrs	16
Mēģenes tilpums	15 ml



KAT. NUMURS

BS-010210-DK

SV-8/15



MSV-3500
With all 4 platforms included
Multi Speed veida Vortekss

Universālais vortekss **MSV-3500** ir paredzēts reaģentu saudzīgai vai intensīvai samaisīšanai dažādu tipu un izmēru plastmasas mēģenēs (no 0.2 līdz 50 ml)..

Tas ir paredzēts life-science laboratorijām, kas darbojas biokīmijas, šūnu ...

[Lasīt vairāk](#)