

SV-4/30, platforma

APRAKSTS

4 mēģenēm ar diametru 30 mm (50 ml)

SPECIFIKĀCIJA

Diametrs	30 mm
Mēģenes tilpums	50 ml
Ietilpība	4



KAT. NUMURS

BS-010210-AK

SV-4/30



MSV-3500
With all 4 platforms included
Multi Speed veida Vortekss

Universālais vortekss **MSV-3500** ir paredzēts reaģentu saudzīgai vai intensīvai samaisīšanai dažādu tipu un izmēru plastmasas mēģenēs (no 0.2 līdz 50 ml)..

Tas ir paredzēts life-science laboratorijām, kas darbojas biokīmijas, šūnu ...

[Lasīt vairāk](#)