

PĶR (PCR) reaģentu komplekti

APRAKSTS

AmpliSens® piedāvā plašu molekulārās diagnostikas reaģentu klāstu:

- PĶR kiti
- Polimorfismu noteikšanas kiti
- Kiti apgrieztai transkripcijai
- DNS/RNS izdalīšanas kiti
- Barotnes transportēšanai un uzglabāšanai
- Paraugu pirmaprādes reaģentus



AmpliSens® R&D nodaļa atrodas Centrālā Epidemioloģijas Pētījumu Institutā un PĶR kitu ražošana ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 13485:2012. Gandrīz visi reaģenti ir CE sertificēti.

AmpliSens® PĶR diagnostiskie kiti:

- Seksuāli Transmisīvās Infekcijas (STI)
- TORCH-Infekcijas
- Cilvēka Papilomas Vīrusa infekcijas
- HIV un HIV-asociētās infekcijas
- Hepatītu vīrusu infekcijas
- Herpes Vīrusa infekcijas
- Daudzpatoģēnu septiskās infekcijas
- Ģenētiskie marķieri un antibiotiku rezistence
- Respiratorās infekcijas
- Neiro-infekcijas
- Gremošanas trakta infekcijas
- Īpaši bīstamās infekcijas
- Onkoloģiskās slimības

[Pilnu piedāvājumu var skatīt šeit.](#)