

SC-18/02, platforma

APRAKSTS

20 × 0.2 ml mēģenes + 12 × 1.5 ml mēģenes

SPECIFIKĀCIJA

0.2ml mēģeņu daudzums	20
1.5ml mēģeņu daudzums	12
Maksimālie apgr./min	1400
Maksimālā temperatūra	100°C



KAT. NUMURS

BS-010120-CK

SC-18/02



TS-100

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats mēģenēm un mikroplatei

Termokratītājs TS-100 — ideāls instruments paraugu maisīšanai mikromēģenēs vai PCR planšetēs termostatēšanas apstākļos. Sildīšanas (līdz +100°C) un maisīšanas funkcijas var tikt izpildītas gan vienlaicīgi, gan atsevišķi, tādējādi, ierīcē TS-100 vienlaicīgi ...

[Lasīt vairāk](#)